

Дезинфекция термометров

1. Методом погружения в раствор дезинфицирующего средства, применяемого с учетом рекомендаций изготовителя медицинского изделия.
2. Методом протирания, с последующим отмыванием изделия от остатков дезинфицирующего средства. Режим дезинфекции применяется в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по применению конкретного дезинфицирующего средства.
3. Для обеззараживания электронных термометров рекомендуется использовать способ протирания дезинфицирующими средствами.

Для этих целей можно использовать салфетки, пропитанные дезсредствами, в инструкциях которых имеются указания по дезинфекции термометров, спирт 70 ° и др. После обработки дезинфицирующим средством необходимо удалить остатки дезсредств с поверхности термометров, используя для этих целей влажные салфетки, смоченные водой или проводить обработку в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по применению дезинфицирующего средства, вытереть насухо и хранить их в закрытой емкости до использования. Наряду с этим возможно использование в индивидуальной стерильной упаковке термометров однократного применения.